

Active - back® Die Gebrauchsanleitung

Glückwunsch, jetzt ist es so weit: Der active - back® gehört ihnen. Hier finden Sie einige wichtige Hinweis für den Gebrauch. Bitte lesen sie diese genau durch. Viel Spass beim Gebrauch!

Hinweise zur Anwendung und Erstreaktionen

Während sie auf dem active - back® sitzen, trainieren sie ihren Rücken und ihre Bauchmuskeln. Beim Gebrauch können Erstreaktionen (Schmerzen und Muskelkater) auftreten - das ist ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, dass ihre Muskeln am Arbeiten sind. Die Erstreaktionen verschwinden, sobald der Körper sich an die neuen Impulse gewöhnt. Wir empfehlen, die ersten 3-5 Monate jeweils 2-5 Stunden pro Tag auf dem active - back® zu sitzen, mit dem Ziel die Sitzdauer zu erhöhen. Jeder Körper ist anders, sie merken es selbst am besten, in welchem Tempo sie die Sitzdauer erhöhen können.

Einstellung der beweglichen Sitzfläche

Ganz einfach können Sie die Beweglichkeit der Sitzfläche selbst einstellen. Die Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie am besten vorgehen.

1. Auf den Stuhl sitzen, Ringauslöser betätigen, Sitzfläche ganz tiefstellen.
2. Stuhl auf Sitzfläche stellen, Elastikzug lösen, Polster entfernen.
3. Für schnellere Beweglichkeit den kleineren Ring und für langsamere Beweglichkeit den grösseren Ring wählen.
4. Den Ringdämpfer auf die Drehpunktlinse aufsetzen.
5. Elastikzug in Schlaufen einfahren. Wichtig: Ausrichtung wie auf Foto, den Pfeil beachten.
6. Den Elastikzug anziehen und in Kerbe einrasten lassen. Das Ende des Elastikzuges muss mindestens 12 bis 13 cm herausragen.
7. Elastikzug an Verschlussklipp anknoten. Der Verschluss macht so keine Klappgeräusche.
8. Elastikzug ringsum auf gleiche Spannung verteilen.



1



2



3



4



5



6



7



8

Pflegehinweise

Sitzüberzug und Gestell

Normale Verschmutzungen auf dem Stoff-Leder-Bezug sind mit Wasser und Seifenschaum mit einem Microfaserlappen zu putzen. Öl- und Fettverschmutzungen auf dem Stoffbezug können mit wenig Spiritus gereinigt werden. Leder darf nicht mit Spiritus gereinigt werden, da dies Spuren und Schäden hinterlassen könnte. Beschleunigen sie den Trocknungsprozess nicht (z.B. mittels Föhn, Heizung, Trockner, usw.), da dies dem Material schadet. Das ganze Gestell kann mit einem Microfaserlappen und Seifenschaum gereinigt werden. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Gefahren und Risiko

a. Das richtige Transportieren

Der Stuhl sollte für den Transport nicht am Polster gehalten werden, da die Gurte sich lösen und das Polster mit den Gurten Schaden nehmen könnte. Bitte fest unten an der Stuhlsäule und dem Fusskreuz greifen oder mit beiden Händen die Auflageplatte greifen und den Stuhl so transportieren.



b. Finger einklemmen

Praktische Verstellmöglichkeit durch den Ringauslöser der Ringsum geht, so muss man nie den verstell Hebel suchen. Wo es aber schmerzhaft werden kann ist, wenn man sich zwischen Polster und Auflageplatte die Finger einklemmt. Das kann schnell passieren, wenn man die Sitzhöhe verstellen will und den Ringauslöser sucht.



c. Für welche Personen / Patienten ist der active - back nicht empfehlenswert?

Personen mit Entzündungen in Becken, Hüfte und Rücken oder auch versteiften/hypermobilen Rückensegmenten sollten mit ihrem Arzt oder Therapeuten vorgängig Kontakt aufnehmen. Den active - back anfangs nur ganz kurz benutzen, um die Wirkung nach dem Gebrauch herauszufinden und/oder sich langsam zu trainieren.

d. Falsche Reinigung

Reinigungsbenzin, Universalverdünnung, Aceton u. ä. können den Schaumstoff und Bezug schaden. Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Bitte genau die Pflegehinweise durchlesen.



Garantiebedingungen

Zwei Jahre Garantie.

Ab dem Kaufdatum läuft die zweijährige Garantiezeit. Die Garantie gilt bei allen Material- und Funktionsfehlern für Originalteile. Die Einhaltung der maximalen Gewichtsbelastung ist Voraussetzung für die Gewährleistung der Garantie:

- Active - back® Standard: 120kg

Die Garantie gilt nur beim Kauf von unserer Firma und nicht bei einer Internetauktion. Im Garantiefall benötigen Sie die Rechnung des Fachhändlers.

Garantie-Ausschlüsse

Ausgenommen von der Garantie ist die übliche Abnutzung und Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind (Abnutzung der Bezugstoffe, Schäden durch Pflegefehler und Überschreitung der maximalen Gewichtsbelastung, sowie Stoß-, Kratz und Reißschäden). Ebenfalls von der Garantie ausgenommen sind Mängel, die durch unsachgemäße Eingriffe oder Wartung durch von uns nicht bevollmächtigten Personen vorgenommen wurden. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für Schäden, die durch falsche Montage oder nicht-bestimmungsgemässen Gebrauch entstanden sind